

بنام خدا

دانشگاه علوم پزشکی گیلان- معاونت آموزشی ، مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد

عنوان درسی: مهارت‌های بالینی در Skill lab		موضوع درس: رگ گیری از بیمار		رشته ومقطع تحصیلی: کارآموز پزشکی		ترم: ۱	شماره جلسه: ۱	
هدف کلی : افزایش میزان آگاهی و توانائی دانشجویان پزشکی در زمینه رگ گیری از بیمار				تدوین کننده دکتر حسین خوشرنگ،متخصص بیهوشی				
رئوس مطالب (اهداف جزئی)		اهداف رفتاری:(دانشجو پس از پایان دوره باید بتواند)		حیطه	طبقه	نحوه ارائه درس، رسانه و وسیله	زمان (دقیقه)	ارزشیابی وفعالیت‌های تکمیلی
سلام واحوالپرسی معرفی درس تعیین رفتار ورودی پیش آزمون انواع مختلف کاتولهای رگ گیری را بشناسد سایزهای مختلف آنژیوکت واسکالپ و کاربرد آنها را بداند تجهیزات لازم برای رگ گیری آماده کند رگ مناسب جهت رگ گیری را پیدا کند نحوه نگهداشتن کاتول در داخل دست هنگام ورود در داخل پوست را بداند زاویه مناسب جهت ورود کاتول به داخل رگ بکار ببرد توانائی اتصال کاتول به ست های سرم یا خون را داشته باشد کاتول را به طریق صحیح با چسب فیکس کند حداکثر زمان نگهداری کاتول در داخل رگ و روشهای پیشگیری از عفونت را بداند		با استاد وهمکلاسیها ارتباط مطلوب برقرار نماید.		عاطفی	۳	سخنرانی	۳	گوش دادن وشرکت فعال در کلاس
		در فرایند یاددهی ویادگیری شرکت نماید.		عاطفی	۳	توضیحی برروی مولاژ	۷	و پی گیری فعالیت‌های یادگیری با استفاده از check list
		توالی اقدامات اولیه رگ گیری را با ۳۰٪ خطا نام ببرد.		شناختی	۳	پرسش وپاسخ	۱۰	آزمون عملی روی مولاژ
		ترتیب وتوالی رگ گیری را با ۲۰٪ صحت روی مولاژ انجام دهد.		روانی حرکتی	۲	پرسش وپاسخ- مولاژ	۱۰	پاسخ به سئوالات
		کاربرد انواع مختلف کاتولهای رگ گیری را توضیح دهد		شناختی	۳	پرسش وپاسخ	۱۰	آزمون عملی روی مولاژ
		سایزهای مختلف آنژیوکت واسکالپ و کاربرد آنها را براساس سن ونوع بیماری بداند وبرروی مولاژ مربوطه انتخاب نماید		روانی حرکتی	۳	توضیحی برروی مولاژ	۱۰	
		(پنبه الک، گازاستریل،چسب، کاتول و ...) فراهم کند		روانی حرکتی	۳	توضیحی برروی مولاژ	۵	آزمون عملی روی مولاژ
		با استفاده از تورنیکت رگ مناسب را بر روی مولاژ پیدا کند		روانی حرکتی	۳	توضیحی برروی مولاژ	۵	آزمون عملی روی مولاژ
		هنگام ورود کاتول بداخل رگ ،بطریق صحیح در دست خود بگیرد		روانی حرکتی	۳	توضیحی برروی مولاژ	۵	کار با مولاژ، شفاهی
		سوزن را با زاویه ° ۴۵-۲۰وارد رگ کند		روانی حرکتی	۳	توضیحی ، کار با مولاژ	۵	کار با مولاژ، شفاهی
		کاتول را بتواند به ستهای مربوطه وصل نماید		روانی حرکتی	۳	توضیحی ، کار با مولاژ	۵	کار با مولاژ، شفاهی
		پس از اطمینان از عملکرد کاتول، آنرا با چسب فیکس کند		روانی حرکتی	۳	توضیحی ، کار با مولاژ	۵	کار با مولاژ، شفاهی
تاریخ نصب کاتول در داخل رگ برروی چسب آن بنویسدو		روانی حرکتی	۳	توضیحی ، کار با مولاژ	۵	کار با مولاژ، شفاهی		
آنتی بیوتیک موضعی جهت پیشگیری از عفونت بکاربرد		روانی حرکتی	۳	توضیحی ، کار با مولاژ	۵	با استفاده از check list		
منابع: practical procedures manual		تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳		عرصه آموزش: Skill lab		مدت جلسه: ۹۰ دقیقه		